


Phospho-Cdk1-Y15 Kaninchen-Mab Für Wb, Elisa - P06493

Artikelnummer: CM0001140



Einführung

Phospho-CDK1-Y15 Kaninchen-mAb für WB, ELISA. Erkennt phosphoryliertes CDK1 bei Tyr15 in menschlichen Proben. Ideal für Zellzyklus-, Mitose- und DNA-Schadensforschung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	Phospho-CDK1-Y15 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-Y15
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	983
GenID	983
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y15 von humanem CDK1 (NP_001777.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06493
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel