


Phospho-Egfr-Y869 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0001803



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen EGFR Tyr869, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Ratten-EGFR (~134 kDa). Ideal für die Erforschung der EGFR-Signalgebung, Krebs und Kinaseaktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EGFR-Y869 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y869
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	1956
GeneID	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y869 des humanen EGFR (NP_005219.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00533
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eistasche