

Phospho-Eif4Ebp1-T37/T46 Kaninchen-Mak Für Wb Und Elisa - Q13541

Artikelnummer: CM0000658



Einführung

Phospho-spezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die Phosphorylierung von eIF4EBP1 an T37/T46. Validiert für WB, ELISA in humanen und Rattenproben. Essentiell für die Erforschung der mTORC1-Signalübertragung und Translationsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-eIF4EBP1-T37/T46 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T37/T46
Spezies	Human, Maus, Ratte
Gen-ID (human)	1978
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T37&T46 von humanem EIF4EBP1
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q13541
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eistasche