

Phospho-Epha2-S897 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P29317

Artikelnummer: CM0001293



Einführung

Phospho-EPHA2 (S897) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches und murines EPHA2, einen Rezeptor-Tyrosinkinase, der an Zelladhäsion, Migration und Viruseintritt beteiligt ist. Geeignet für IVD-Forschung und Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EPHA2-S897 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-S897
Spezies	Mensch
GenID	1969
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S897 von menschlichem EPHA2 (NP_004422.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P29317
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel