


Phospho-Gab1 (Tyr659) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13480

Artikelnummer: CM0001009



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper zum Nachweis von phosphoryliertem GAB1 an Tyrosin 659. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA; reagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für Studien zu Signalwegen mit Beteiligung von EGFR, INSR und MET/HGF. Molekulargewicht ~77 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-GAB1-Y659 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DFNB26; Phospho-GAB1-Y659
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2549
Gen-ID	2549
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y659 von humanem GAB1 (NP_002030.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q13480
Protein-Gewicht	77kDa
Versand	Eistasche