


Phospho-Lck-Y505 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P06239

Artikelnummer: CM0000804



Einführung

Erkennt humanes Lck, phosphoryliert bei Y505. Geeignet für WB, IP, ELISA. Ideal für die Untersuchung von T-Zell-Signalwegen, Lck-Regulation und Immunfunktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Lck-Y505 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-Lck-Y505
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3932
GenID	3932
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um Y505 von humanem Lck (NP_001036236.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06239
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel