


Phospho-Nfkb1-S927 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P19838

Artikelnummer: CM0001388



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes NFKB1 (Ser927). Geeignet für Western Blot und ELISA mit humanen Proben. Ein wertvolles Werkzeug für die Erforschung der NF-kappa-B-Signalgebung bei Entzündungen, Immunität und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NFKB1-S927 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S927
Art	Mensch
Gen-ID	4790
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S927 von humanem NFKB1 (NP_001158884).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19838
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Eisbeutel