


Phospho-P38 Mapk (T180/Y182) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

Artikelnummer: CM0001283



Einführung

Phospho-p38 MAPK (T180/Y182) kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt p38 alpha von Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung zu Entzündungen und Stress-Signalisierung. Q16539.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1432
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um T180 & Y182 von menschlicher p38 MAPK (NP_620581.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16539
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel