


Phospho-P53-S367 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0001420



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-Polyclonal-Antikörper gegen p53, phosphoryliert an Ser367, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Ideal für die Untersuchung der menschlichen p53-Signalgebung, Apoptose und Tumorsuppression in der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p53-S367 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S367
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7157
GenID	7157
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S367 von menschlichem TP53 (NP_000537.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04637
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel