


Phospho-Rb-S795 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06400

Artikelnummer: CM0001527



Einführung

Phospho-RB-S795 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-RB1 phosphoryliert an Ser795. Unentbehrliches Werkzeug für die Zellzyklus- und Tumorsuppressorforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-RB-S795 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S795
Spezies	Mensch
Gen-ID	5925
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S795 von humanem RB herum.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06400
Proteinmasse	106 kDa
Versand	Eisbeutel