

Phospho-Smad2 (S245/S250/S255) Kaninchen-Mak Für Wb Und Elisa - Q15796

Artikelnummer: CM0001588



Einführung

Phospho-Smad2-S245/S250/S255 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA in humanen Proben. Erkennt phosphoryliertes SMAD2, einen zentralen TGF-beta-Signaltransduktor. Ideal für die Erforschung von Signaltransduktion, Tumorsuppression und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Smad2-S245/S250/S255 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S245/S250/S255
Spezies	Human
GeneID (Human)	4087
GeneID	4087
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S245 & S250 & S255 von humanem Smad2 (Q15796)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q15796
Protein-Gewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel