


Phospho-Stat5A-Y694 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P42229

Artikelnummer: CM0001004



Einführung

Phospho-STAT5A-Y694 Kaninchen-Polyklonalantikörper für WB, ELISA. Validiert für den Menschen. Erkennt phosphoryliertes STAT5A an Y694, beteiligt an Zytokin-Signalgebung und Transkription. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STAT5A-Y694 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-Y694
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6776
GeneID	6776
Immunogen	Synthetisches Peptid / Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y694 von humanem STAT5A (NP_001275647.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P42229
Protein-Gewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel