


Phospho-Stk11-S334 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15831

Artikelnummer: CM0001431



Einführung

Der Phospho-STK11-S334 Kaninchen-Polyklonale Antikörper detektiert humanes STK11, das an Ser334 phosphoryliert ist, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für WB und ELISA; ideal für die Erforschung von Tumorsuppression, Zellstoffwechsel und DNA-Schäden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STK11-S334 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PJS; LKB1; hLKB1; Phospho-STK11-S334
Spezies	Human
GeneID	6794
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S334 von humanem STK11 (NP_000446.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15831
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eistasche