


Phospho-Tifa-T9 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - Q96Cg3

Artikelnummer: CM0001897



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der spezifisch humanes TIFA, phosphoryliert an Thr-9, erkennt, validiert für Western Blot und ELISA, detektiert das 21 kDa Adapterprotein der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-TIFA-T9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	T2BP; T6BP; TIFAA; Phospho-TIFA-T9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	92610
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T9 von humanem TIFA (NP_443096.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96CG3
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel