

Pias3 Kaninchen-Pak Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6X2

Artikelnummer: CM0030940



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes PIAS3, geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt endogenes PIAS3 in humanen, murinen und rattigen Proben. E3 SUMO-Ligase, beteiligt an der transkriptionellen Regulation und Krebsentstehung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIAS3 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ZMIZ5; PIAS3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10401
GenID	10401
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 452-628 von humanem PIAS3 (NP_006090.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6X2
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel