

Pip5K1A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, Elisa - Q99755

Artikelnummer: CM0025349

Einführung

Dieser PIP5K1A Kaninchen-polyclonale Antikörper erkennt menschliches und murines PIP5K1A (63 kDa) in WB, IHC-P und ELISA. PIP5K1A ist eine Lipidkinase, die PIP2 produziert und Signaltransduktion, Aktindynamik und Zellmigration reguliert. Ideal für die Erforschung von Zellsignalen und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIP5K1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIP5K1A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8394
Gen-ID	8394
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 231-500 des menschlichen PIP5K1A (NP_001129109.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99755
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel