


Ppil2 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - Q13356

Artikelnummer: CM0027240



Einführung

Hochwertiges polyklonales PPIL2-Kaninchen-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Ideal zur Untersuchung der Ubiquitin-Ligase-Funktion beim Spleißen und beim Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPIL2 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CYC4; CYP60; UBOX7; Cyp-60; hCyp-60; PPIL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23759
GenID	23759
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von menschlichem PPIL2 (NP_680481.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13356
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel