

Ppm1G Kaninchen Mab Für Wb Und Elisa - 015355

Artikelnummer: CM0003623

Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PPM1G (PP2Cγ). Validiert für WB und ELISA erkennt dieser Antikörper eine 59 kDa große Phosphatase, die an zelluläre Signalwege beteiligt ist. Geeignet für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPM1G Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PP2CG; PPP2CG; PP2CGAMMA; PPM1G
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5496
GenID	5496
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 301-450 des humanen PPM1G (O15355) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15355
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel