


Pro-Glucagon Kaninchen Pab Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Artikelnummer: CM0015629



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen Pro-Glucagon, die Vorstufe von Glucagon, GLP-1 und GLP-2. Anwendungen umfassen WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Glukosestoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pro-Glucagon Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Pro-Glucagon
Spezies	Human
Gen-ID	2641
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-89 von humanem Pro-Glucagon (NP_002045.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01275
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eistasche