

Prrt2 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - Q7Z6L0

Artikelnummer: CM0024422

Einführung

PRRT2 Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem PRRT2, einem Regulator der Neurotransmitterfreisetzung, der an der synaptischen Übertragung beteiligt ist. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRRT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PKC; EKD1; ICCA; BFIC2; BFIS2; DSPB3; DYT10; FICCA; IFITMD1; PRRT2
Spezies	Human
GeneID (human)	112476
GeneID	112476
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-130 des humanen PRRT2 (NP_660282.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q7Z6L0
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eistüte