

## Psmd8 Kaninchen-Pak Für Wb, If/Icc, Elisa - P48556

Artikelnummer: CM0028246



### Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen PSMD8, eine nicht-ATPase-regulatorische Untereinheit des 26S-Proteasoms. Validiert in WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Ubiquitin-Proteasom-Weg.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PSMD8 Kaninchen-pAk                                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | S14; p31; HIP6; HYPF; Nin1p; Rpn12; HEL-S-91n; PSMD8                                                                                    |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                  |
| GenID (Mensch)    | 5714                                                                                                                                    |
| GenID             | 5714                                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 101-350 von menschlichem PSMD8 (NP_002803.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                     |
| SWISS             | P48556                                                                                                                                  |
| Protein-Gewicht   | 40kDa                                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                               |