

Kaninchen Anti-Ing3 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nxr8

Artikelnummer: CM0024792



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ING3, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Erkennt ING3, eine Untereinheit des NuA4-Komplexes, und unterstützt die Chromatin- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ING3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Eaf4; ING2; MEAF4; p47ING3; ING3
Spezies	Human
GeneID	54556
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 1-92 von humanem ING3 (NP_938008.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NXR8
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eistasche