


Rnf20-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Vtr2

Artikelnummer: CM0022957



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RNF20 (BRE1A), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-RNF20. Geeignet zur Untersuchung der Ubiquitinierung von Histon H2B und der Chromatinregulation. – Q5VTR2

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF20-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	BRE1; BRE1A; hBRE1; RNF20
Art	Human
GeneID (Human)	56254
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-260 des humanen RNF20 (NP_062538.5) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q5VTR2
Proteingewicht	114 kDa
Versand	Kühlakku