


Rpl28-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P46779

Artikelnummer: CM0015550



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPL28 (ribosomales 60S-Protein L28). Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Molekulargewicht ca. 16 kDa. Geeignet für die Ribosomenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL28-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	L28; eL28; RPL28
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6158
GeneID	6158
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen RPL28 (NP_000982.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46779
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku