

Rpl35A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P18077

Artikelnummer: CM0023855



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches RPL35A, ein Protein eL33 der großen ribosomalen Untereinheit, gerichtet ist; validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Unterstützt die Ribosom- und Hämatopoese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL35A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DBA5; L35A; eL33; RPL35A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6165
GenID	6165
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 10-90 von menschlichem RPL35A (NP_000987.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P18077
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel