

Runx1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q01196

Artikelnummer: CM0022283



Einführung

RUNX1 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-RUNX1-Transkriptionsfaktor, der für die Hämatopoese- und Leukämieforschung essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RUNX1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AML1; CBFA2; EVI-1; AMLCR1; PEBP2aB; CBF2alpha; AML1-EVI-1; PEBP2alpha; RUNX1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	861
Immunogen	Synthetisches Peptid (Aminosäuren 171-260 von humanem RUNX1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01196
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel