

S100B Kaninchen Mab Für Wb, If, Ihc-P, Elisa - P04271

Artikelnummer: CM0003649



Einführung

S100B Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines, Ratten-S100B. Ideal für Neurowissenschaft, Neurobiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6285
GeneID	6285
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-92 von menschlichem S100B (NP_006263.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04271
Proteinmasse	11 kDa
Versand	Eisbeutel