


Sars-Cov-2 Nsp10 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P0Dtd1

Artikelnummer: CM0023794



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen SARS-CoV-2 NSP10. Geeignet für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Reagiert mit SARS-CoV-2. Ideal für die Untersuchung von viraler Replikation, Kappenmethylierung und Immunevasion des Wirts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 NSP10 Rabbit pAb
Gen-ID	43740578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-139 des Coronavirus NSP10 (YP_009725306.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0Dtd1
Proteinmasse	794 kDa
Versand	Eisbeutel