


Sbds Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q9Y3A5

Artikelnummer: CM0028834



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes SBDS, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Rattenprotein. Zielprotein ist an der Ribosomenbiogenese und Translation beteiligt. Ideal für die Forschung zu Ribosomenassemblierung und Shwachman-Diamond-Syndrom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SBDS Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SDS; SDO1; SWDS; CGI-97; SBDS
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51119
Gen-ID	51119
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3A5
Proteingewicht	29kDa
Versand	Kühltasche