


Serotonintransporter-Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31645

Artikelnummer: CM0017474



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen den humanen Serotonintransporter (SERT/SLC6A4), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Richtet sich gegen eine N-terminale Sequenz. Geeignet für die Erforschung der Neurowissenschaften und der Serotoninsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Serotonintransporter-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HTT; 5HTT; OCD1; SERT; 5-HTT; SERT1; hSERT; 5-HTTLPR; Serotonintransporter
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6532
Gen-ID	6532
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-84 des humanen Serotonintransporters (NP_001036.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31645
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Kühlakku