


Sesn2 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - P58004

Artikelnummer: CM0025119



Einführung

SESN2 Kaninchen-pAk ist ein polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, der gegen menschliches SESN2 gerichtet ist (kreuzreagiert mit Maus, Ratte). SESN2 ist ein Leucin-Sensor, der mTORC1 und oxidativen Stress reguliert; ideal für Signalweg- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SESN2 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	HI95, SES2, SEST2, SESN2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	83667
GenID	83667
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 211-480 von menschlichem SESN2 (NP_113647.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P58004
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel