


Sh2B1 Kaninchen Pab Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrf2

Artikelnummer: CM0030587



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SH2B1 (PSM), validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von JAK/STAT-, Insulin-, Leptin- und Wachstumsfaktor-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SH2B1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	PSM; SH2B; SH2B1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	25970
GeneID	25970
Immunogen	Rekombinantes Protein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 360-520 des humanen SH2B1 (NP_056318.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRF2
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel