


Smndc1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75940

Artikelnummer: CM0014817



Einführung

SMNDC1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, zum Nachweis von humanem, murinem und Ratten-SMNDC1-Protein. Ideal für die Erforschung des Spleißens und Biomarkerstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	SMNDC1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	SMNR; SPF30; TDRD16C; SMNDC1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10285
GeneID	10285
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-238 des humanen SMNDC1 entspricht (NP_005862.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75940
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku