

Smpd4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nxe4

Artikelnummer: CM0013077

Einführung

SMPD4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb), der gegen humanes SMPD4 (SKNY, nSMase-3) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human und Maus. Ideal für die Forschung an Sphingolipid-Stoffwechsel und Membran-Homöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMPD4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SKNY; NET13; NEDMABA; NEDMEBA; NSMASE3; NSMASE-3; SMPD4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55627
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 600-800 von humanem SMPD4 (NP_060421.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NXE4
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel