

Sox10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56693

Artikelnummer: CM0030009

Einführung

Anti-SOX10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges SOX10, einen Transkriptionsfaktor, der für die Oligodendrozytenreifung und Myelinisierung entscheidend ist. Ideal für Neurowissenschaften und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6663
GenID	6663
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 270-360 von menschlichem SOX10 (NP_008872.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56693
Proteingewicht	50kDaDa
Versand	Eisbeutel