


So Sox11 Kaninchen-Pak Für Wb, If/Icc, Elisa - P35716

Artikelnummer: CM0020279



Einführung

SOX11 Kaninchen-pAk ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattigem SOX11. Zielt auf den Transkriptionsfaktor SOX-11 (P35716) ab, der an Neurogenese und Organogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX11 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CSS9; MRD27; IDDMOH; SOX11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6664
GenID	6664
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem SOX11 (NP_003099.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35716
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel