


Stat5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P42229/P51692

Artikelnummer: CM0012527



Einführung

Hochwertiger Anti-STAT5 Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA, der humanes, murines und Ratten-STAT5A/B erkennt. Ideal für die Untersuchung von Zytokinsignalisierung, Transkriptionsregulation und Laktationsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAT5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MGF; STAT5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6776/6777
Gen-ID	6776/6777
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 600-786 des menschlichen STAT5 (P42229) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42229/P51692
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Eisbeutel