

Stx1A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16623

Artikelnummer: CM0002037

Einführung

Hochwertiger STX1A Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte und zielt auf das neuronale SNARE-Protein Syntaxin-1A (UniProt Q16623).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STX1A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Spezies	Human
GeneID (Human)	6804
GeneID	6804
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem STX1A (Q16623) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16623
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eistasche