

Stx1A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16623

Artikelnummer: CM0024906

Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches STX1A (Syntaxin-1A), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der SNARE-vermittelten Exozytose und Neurotransmission.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STX1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6804
GenID	6804
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem STX1A (Q16623) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q16623
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel