

Sufu Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umx1

Artikelnummer: CM0013348



Einführung

SUFU kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-SUFU, einen negativen Regulator des Hedgehog-Signalwegs. Ideal für Forschung in der Krebs- und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUFU Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SUFUH; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51684
GenID	51684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 325-484 des menschlichen SUFU (NP_057253.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UMX1
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel