


Tff1/Ps2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ip, If-P, Elisa - P04155

Artikelnummer: CM0006823



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes TFF1/pS2 (Trefoil-Faktor 1), validiert für WB, IP, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Anwendungen in der gastrointestinalen und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFF1/pS2 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	pS2; BCEI; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21; TFF1/pS2
Spezies	Human
GeneID (Human)	7031
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 25-84 von humanem TFF1/pS2 entspricht. (NP_003216.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04155
Proteingewicht	9kDa
Versand	Eisbeutel