

Timm13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5L4

Artikelnummer: CM0024690

Einführung

TIMM13 kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA an Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist die mitochondriale Import-Innenmembran-Translokase-Untereinheit Tim13 (11 kDa, UniProt Q9Y5L4), ein für den mitochondrialen Proteinimport essentieller Chaperon.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIMM13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ppv1; TIM13; TIM13B; TIMM13A; TIMM13B; TIMM13
Spezies	Mensch
Gen-ID	26517
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-95 von menschlichem TIMM13 (NP_036590.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5L4
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel