

ULbp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bzm5

Artikelnummer: CM0025684



Einführung

ULBP2 kaninchenpolyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches ULBP2/NKG2D-Liganden 2, exprimiert in Krebs- und fetalen Geweben, vermittelt die Aktivierung von NK-Zellen. Ideal für immuno-onkologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ULBP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	N2DL2, RAET1H, RAET1L, NKG2DL2, ALCAN-alpha, ULBP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	80328
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 100-200 von menschlichem ULBP2 (NP_079493.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BZM5
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel