


Wdr77 Maus-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bqa1

Artikelnummer: CM0004401



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen humanes WDR77 (p44/Mep50), validiert für Western Blot- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für die Untersuchung der Methylosomenfunktion, der spleiosomalen Sm-Protein-Assemblierung und der Piwi-Proteinmethylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WDR77 Maus mAb
Bemerkungen/Aliaße	p44; MEP50; MEP-50; HKMT1069; Nbla10071; p44/Mep50; WDR77
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79084
Gen-ID	79084
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen WDR77
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BQA1
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel