

Wtap-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15007

Artikelnummer: CM0020858



Einführung

WTAP-Kaninchen-Polyklonalantikörper (pAb), validiert für WB, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein ist der Prä-mRNA-Spleißregulator WTAP, ein wichtiger Faktor der m6A-Methylierung. Ideal für Studien zu RNA-Modifikationen und dem Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WTAP-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	Mum2; WTAP
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9589
GeneID	9589
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 212-355 des humanen WTAP (NP_004897.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15007
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku