


Xbp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip Und Elisa - P17861

Artikelnummer: CM0012563



Einführung

XBP1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, geeignet für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Erkennt menschliches und murines XBP1. Nützlich für die Untersuchung von ER-Stress und der Reaktion auf fehlgefaltete Proteine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XBP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5; XBP1s
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7494
GenID	7494
Imogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P17861
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel