

Xpo7-Kaninchen-Pab Für Wb Und Elisa - Q9Uia9

Artikelnummer: CM0021979

Einführung

XPO7-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper gegen humanes Exportin-7 (RANBP16), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Wird zur Untersuchung von Kerntransportmechanismen verwendet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XPO7-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	EXP7; RANBP16; XPO7
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23039
GeneID	23039
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1000 bis zum C-Terminus des humanen XPO7 (NP_055839.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UIA9
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Kühlakku