

Ythdf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5A9

Artikelnummer: CM0020132



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes YTHDF2, ein m6A-RNA-Leseprotein, das die mRNA-Stabilität reguliert. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Epitranskriptomik und RNA-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YTHDF2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	DF2, CAHL, HGRG8, NY-REN-2, YTHDF2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51441
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 143-243 von humanem YTHDF2 (NP_001166599.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5A9
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel