

Zpr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 075312

Artikelnummer: CM0014849

Einführung

ZPR1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches ZPR1, ein Zinkfingerprotein, das am Zellzyklusablauf und der SMN1-Lokalisierung beteiligt ist. Ideal für Neurowissenschafts- und zelluläre Signalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZPR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	GKAF; ZNF259; ZPR1
Spezies	Mensch
Gen-ID	8882
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 110-459 von menschlichem ZPR1 (NP_003895.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	075312
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel