

2'-O-Methylcytidin (Cm) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Dot Blot Und Elisa

Artikelnummer: CM0000038

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, spezifisch für 2'-O-Methylcytidin (Cm), ein modifiziertes RNA-Nucleosid. Geeignet für Dot-Blot (DB) und ELISA-Anwendungen mit artunabhängiger Kreuzreaktivität. Ideal für die Epitranskriptomik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	2'-O-Methylcytidin/ Cm Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Cm; 2'-O-Methylcytidin; 2'-O-Methylcytidin/ Cm
Spezies	Mensch
Immunogen	An Cm konjugierte chemische Verbindungen
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	Dot Blot (DB), ELISA
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel